

Velox Spray Tea tonic 500 ml



Velox Spray Tea tonic 500 ml



Velox Spray Tea tonic 500 ml

Ocena: Nie ma jeszcze oceny

Cena netto

Stara cena:28,36 z?

brutto28,36 z?

Cena netto26,26 z?

Podatek VAT2,10 z?

[Zadaj pytanie o produkt](#)

Producent [MEDISEPT](#)

Opis produktu:

Velox Spray Tea tonic 500 ml

Alkoholowy preparat do dezynfekcji i mycia powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych

- Do dezynfekcji małych powierzchni sprzętu medycznego: stółek i foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej, sprzętu rehabilitacyjnego
- Działają w 15 sek. na grzyby i 30 sek. na bakterie, prątki gruźlicy, wirusy (w tym Rota, Noro)
- Polecany również do dezynfekcji końcówek stomatologicznych przed procesem sterylizacji oraz sprzęk protetycznych i wycisków silikonowych
- Do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością
- Nie pozostawia smug i zacieków
- Polecany szczególnie do szklanych i błyszczących powierzchni wyrobów medycznych
- Produkt występuje pod nazwą Medi Spray Tea tonic 500 ml

Bakterie (w tym MRSA)

- EN 13727 - Obciążenie organiczne - niskie 30 sek. ; wysokie - 30 sek.
- EN 16615 - Obciążenie organiczne - niskie 30 sek. ; wysokie - 30 sek.

Grzyby (*C. albicans*)

- EN 13624 - Obciążenie organiczne - niskie 15 sek. ; wysokie - 15 sek.
- EN 16615 - Obciążenie organiczne - niskie 30 sek. ; wysokie - 30 sek.

Prątki gruźlicy (*M. terrae*)

- EN 14348 - Obciążenie organiczne - niskie 30 sek. ; wysokie - 30 sek.

Wirusy osłonkowe (Vaccinia, Ebola, Herpes Simplex, HIV, HBV, HCV)

- EN 14476 - Obciążenie organiczne - niskie 30 sek. ; wysokie - 60 sek.

Wirus BVDV

- EN 14476 - Obciążenie organiczne - niskie 30 sek. ; wysokie - 30 sek.

Wirus Rota

- EN 14476 - Obciążenie organiczne - niskie 30 sek. ; wysokie - 60 sek.

Wirus Noro

- EN 14476 - Obciążenie organiczne - niskie 30 sek. ; wysokie - 30 sek.

Skład:

- Etanol,
- Propan-2-ol

Standardowe wyposażenie:

- Velox Spray Tea tonic 500 ml
-

W opakowaniu1