

Materac przeciwdle?ynowy pneumatyczny komorowy BioFlote™ 3000



Materac przeciwdle?ynowy pneumatyczny komorowy BioFlote™ 3000



Materac przeciwdle?ynowy pneumatyczny komorowy BioFlote™ 3000, powsta? z my?l? o osobach, które z ró?nych przyczyn wi?kszo?? czasu sp?dzaj? w ?ó?ku, w pozycji le??cej.

Ocena: Nie ma jeszcze oceny

Cena netto

Stara cena:550,00 z?

brutto550,00 z?

Cena netto509,26 z?

Podatek VAT40,74 z?

[Zadaj pytanie o produkt](#)

Producent [REHA FUND](#)

Opis produktu:

Materac przeciwdle?ynowy pneumatyczny komorowy BioFlote™ 3000, stanowi znakomite pod?o?e dla pacjentów, którzy przebywaj? przez wi?kszo?? czasu w pozycji le??cej. Stosowanie w?a?ciwych produktów w opiece d?ugoterminowej, mo?e ustrzec chorych przed tworzeniem si? odle?yn, a w przypadku osób, które ju? nabawi?y si? odle?yn, materac jest pomocny w ich leczeniu. Konstrukcja materaca przeciwdle?ynowego to 18 komór i dwie sekcje g?ówne, które nape?niaj? si? i opró?niaj? powietrze na przemian, dzi?ki czemu nacisk cia?a pacjenta na pod?o?e, czyli stela? ?ó?ka jest zredukowany. Cykl nape?niania i opró?niania trwa oko?o 12 minut. Materac BioFlote™ 3000, Dzi?ki zmiennemu naciskowi na cia?o, naczynia krwiono?ne s? udra?niane i do tkanek mi?kkich wraz z krwi? dostarczany jest tlen i sk?adniki od?ywcze.

Materac przeciwdle?ynowy pneumatyczny komorowy BioFlote™ 3000, przeznaczony jest dla u?ytowników o wadze do 130 kg. Po napompowaniu wymiary materaca wynosz? 198 cm x 88 cm x 11 cm. Wysoka jako?? materia?ów u?ytych do produkcji materaca, sprawia, ?e zapewnia on komfort osobom z niego korzystaj?cym. Kolejn? zalet? tego materaca pneumatycznego s? paroprzepuszczalno?? i wodoodporno??. Komorowa budowa materaca, pozwala na wymian? jednej komory (w przypadku uszkodzenia) a nie ca?ego materaca. Pompa, która do??czona jest do materaca, pracuje cicho, dzi?ki czemu pacjent mimo jej dzia?ania, mo?e wypoczywa? w spokoju. Na pompie znajduje si? miarka z zakresem wagi pacjenta. Ustawienie ci?nienia w materacu jest ca?kowicie zautomatyzowane, a ci?nienie dopasowywane jest wzgl?dem wagi pacjenta.

Specyfikacja techniczna:

- Cicha pompa (<31dB)
- 2 sekcje naprzemiennie nape?niaj? si? lub opró?z?niaj? powietrze w 12 min cyklu doskonale redystrybuuj?c ci?nienie
- Wska?nik ci?nienia pozwala ?atwo ustawi? odpowiednie ci?nienie wzgl?dem wagi cia?a pacjenta
- Wykonany z ?atwego do czyszczenia materia?u medycznego Nylon/PVC
- Dodatkowa komora w zestawie
- Wymiary pompy: 270 x 110 x 95 mm
- Zakres ci?nienia: 40 - 100 mmHg
- Czas cyklu: 10-12 minut
- Wydajno?? pompy: 5 l/min.
- Waga pompy: 1,2 kg
- Zasilanie: 230 V 50Hz, 1A
- Maksymalne bezpieczne obci??enie: 130 kg
- Materia? komór: Nylon / PCV
- Materia? pokrowca: Nylon / PU
- Waga materaca: 4,8 kg
- Wymiary materaca: 1980 x 880 x 110 mm

Standardowe wyposa?enie:

- Materac przeciwdle?ynowy pneumatyczny komorowy BioFlote™ 3000
- Dodatkowa komora w zestawie

Gwarancja:

- 18 miesi?cy.

W opakowaniu 1