

Velox® Wipes NA wk?ad 100 szt.



Velox® Wipes NA wk?ad 100 szt.



Velox® Wipes NA wk?ad 100 szt.

Ocena: Nie ma jeszcze oceny

Cena netto

Stara cena:15,93 z?

brutto15,93 z?

Cena netto14,75 z?

Podatek VAT1,18 z?

[Zadaj pytanie o produkt](#)

Producent [MEDISEPT](#)

Opis produktu:

Velox® Wipes NA wkład 100 szt.

Bezalkoholowe chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wraz z alkoholem na działanie alkoholu

- Działają już od 1 min. na bakterie, grzyby, wirusy
- Przetki grzelić już w 5 min.
- Gotowe do użycia, do powierzchni wraz z alkoholem na działanie alkoholu
- Zalecane do lamp i górowic USG
- Przeznaczone do dezynfekcji różnorodnych powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego, foteli zabiegowych, sprzętu rehabilitacyjnego, inkubatorów
- Chusteczki włókninowe 13x20 cm, 23 g/m²

Bakterie (w tym MRSA)

- EN 16615 - Obciążenie organiczne - niskie 60 sek. ; wysokie - 3 min.
- EN 13727 - Obciążenie organiczne - niskie 60 sek. ; wysokie - 60 sek

Grzyby (C. albicans)

- EN 13624 - Obciążenie organiczne - niskie 60 sek. ; wysokie - 60 sek
- EN 16615 - Obciążenie organiczne - niskie 60 sek. ; wysokie - 60 sek

Przetki grzelić (M. terrae)

- EN 14348 - Obciążenie organiczne - niskie 5 min. ; wysokie - 10 min.

Wirusy otoczkowe (HBV, HCV, HIV, Vaccina, BVDV, wirus grypy, Herpes simplex, Ebola)

- EN 14476 - Obciążenie organiczne - niskie 60 sek. ; wysokie - 60 sek

Skład:

- Amina,
- Czwartorzędowy związek amonowy

Standardowe wyposażenie:

- Velox® Wipes NA wkład 100 szt.
-

W opakowaniu 1