

Viruton® Forte Koncentrat do mycia i dezynfekcji narz dzi chirurgicznych 5l



Viruton® Forte Koncentrat do mycia i dezynfekcji narz dzi chirurgicznych 5l

Viruton® Forte Koncentrat do mycia i dezynfekcji narz dzi chirurgicznych 5l

Ocena: Nie ma jeszcze oceny

Cena netto

Stara cena:286,11 z?

brutto286,11 z?

Cena netto264,92 z?

Podatek VAT21,19 z?

[Zadaj pytanie o produkt](#)

Producent [MEDISEPT](#)

Opis produktu:

Viruton® Forte Koncentrat do mycia i dezynfekcji narz dzi chirurgicznych 5l

Specyfikacja:

- St żenie ju  od 0,5% w 15 min.
- Dzia a na bakterie, grzyby, pr tki gru licy, wirusy otoczkowe, Adeno, Polio
- Do narz dzi ze stali, niklu, miedzi, aluminium
- Wykazuje w a ciwo ci antykorozyjne i wysok  tolerancj  materia ow 
- Dobrze czy ci i domywa krew, bia ko i wydzieliny
- Zalecany do endoskop w - opinia Vimex
- Do myjek ultrad wi kowych
- Wykazuje w a ciwo ci antykorozyjne i wysok  tolerancj  materia ow  - opinia producenta narz dzi Chirmed
- Cena 1l roztworu z op. 5l ju  od 0,26 z  netto

Bakterie (w tym MRSA)

- EN 13727 - 15 min - 0,5% * warunki czyste; 15 min - 1%
- EN 14561 - 15 min - 1 %; 30 min - 0,5%
- EN 13697 - 15 min - 1% * warunki czyste

Grzyby (C. albicans)

- EN 14562 - 15 min - 1 %; 30 min - 0,5%
- EN 13624 - 15 min - 0,5 %
- EN 13697 - 15 min - 1 % * warunki czyste

Pr tki gru licy (M.terrae, M. avium)

- EN 14563 - 15 min - 4 % ; 30 min - 1%
- EN 14348 - 15 min - 4 % ; 30 min - 1%

Wirusy os onkowe (Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV, Herpes simplex, wirus grypy typu A, B, C, Ebola)

- EN 14476 - 15 min - 0,5 %

Wirus Adeno

- EN 14476 - 15 min - 1%

Wirus Polio

- EN 14476 - 15 min - 4%

Sk ad

- Amina,
- Czwartorz dowy zwi zek amonowy,
- Inhibitor korozji

Standardowe wyposa enie:

- Viruton® Forte Koncentrat do mycia i dezynfekcji narz dzi chirurgicznych 5l

W opakowaniu1