


Klin po endoprotezie Juventas



Klin po endoprotezie Juventas



Klin po endoprotezie Juventas s?u?y do stosowania w pierwszym etapie po operacji wstawienia endoprotezy lub po urazie ortopedycznym. Ma na celu utrzyma? ko?czyny dolne pacjenta w unieruchomieniu.

Ocena: Nie ma jeszcze oceny

Cena netto

Stara cena:104,00 z?

brutto104,00 z?

Cena netto96,30 z?

Podatek VAT7,70 z?

[Zadaj pytanie o produkt](#)

Producent [JUVENTAS](#)

Opis produktu:

Klin po endoprotezie Juventas służy do stosowania w pierwszym etapie po operacji wstawienia endoprotezy lub po urazie ortopedycznym. Ma na celu utrzymać kończyny dolne pacjenta w unieruchomieniu. Wykonany jest z trwałej pianki poliuretanowej i obity materiałem skóropodobnym lub winylowym o wysokich parametrach wytrzymałościowych, dostępnym w szerokiej gamie kolorystycznej.

Specyfikacja techniczna:

- Długość: 35 cm
- Szerokość: 20-30 cm
- Wysokość: 13 cm

Opcjonalne wyposażenie:

- Kolory od 101 za dodatkową opłatą

Czas realizacji zamówienia wynosi około 2 tygodnie

W opakowaniu 1