


Paski do pomiaru cholesterolu Pempa BK-C2



Paski do pomiaru cholesterolu Pempa BK-C2



Paski do pomiaru cholesterolu Pempa BK-C2 przeznaczone s? do stosowania wraz z aparatem diagnostycznym Pempa 3w1. Coraz wi?cej os?b spotyka si? z problemem podwy?szonego cholesterolu.

Ocena: Nie ma jeszcze oceny

Cena netto

Stara cena:77,76 z?

brutto77,76 z?

Cena netto72,00 z?

Podatek VAT5,76 z?

[Zadaj pytanie o produkt](#)

Producent [PEMPA](#)

Opis produktu:

Paski do pomiaru cholesterolu Pempa BK-C2 przeznaczone s? do stosowania wraz z aparatem diagnostycznym Pempa 3w1. Coraz wi?cej os?b spotyka si? z problemem podwy?szonego cholesterolu. Taka tendencja u spo?ecze?stwa mo?e wynika? ze zwi?kszenia tempa ?ycia, spo?ywania fast food?w, braku czasu na przygotowywanie posi?k?w w oparciu o pe?n? i zbilansowan? diet?. U wielu os?b wyst?puje te?oty?o??, kt?ra sta?? si? chorob? cywilizacyjn?. R?wnie? zdarzaj? si? inne schorzenia, kt?re wp?ywaj? na poziom cholesterolu. Niemniej jednak niezale?nie od przyczyny niew?a?ciwego poziomu cholesterolu nierzadko zachodzi potrzeba jego regularnego kontrolowania. Podczas gdy cz?ste udawanie si? do laboratorium mo?e by? czasoch?onne i uci??liwe znacznie wygodniejszym i ?atwiejszym rozwi?zaniem jest aparat diagnostyczny Pempa 3w1. Wystarczy skorzysta? z pasuj?cych do urz?dzenia pask?w do pomiaru cholesterolu, nanie?? na jego powierzchni? nie wielk? pr?bk? krwi pobran? z nak?utego lancetem palca. Nast?pnie po odczekaniu chwili urz?dzenie wska?e wynik wykonanego pomiaru.

Specyfikacja techniczna

- Do pomiaru cholesterolu we krwi
- Wynik: po 30 sekundach
- Zawarto??: 10 sztuk pask?w

Standardowe wyposa?enie

- Paski do pomiaru cholesterolu Pempa BK-C2

W opakowaniu1